



Fluxômetros



BHP PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

OXIGENOTERAPIA

AUTOMAÇÃO HOSPITALAR

Tel: (18) 2102-0622
comercial@bhpmed.com.br
www.bhpmed.com.br



Os Fluxômetros foram desenvolvidos para uso pediátrico, “home care”, hospitalar e ambulâncias.

Fabricados em corpo de alumínio e latão, estes fluxômetros atendem as normas internacionais de manufatura e calibração.

Os Fluxômetros de alumínio são mais leves, não alterando com isso as características de qualidade do produto.

Precisos, duráveis e resistentes ao impacto.

São calibrados em 50 PSIG e 21° C, e são 100% testados para garantir a precisão.

Com 5 anos de garantia (consulte certificado de garantia para obter detalhes).

- Bilha em policarbonato de alta resistência;
- Dupla escala;
- Esfera de aço para eliminar aderência eletrostática;
- Fluxômetro compensado.



Oxigênio
0 – 8 lpm

Fluxômetros para Oxigênio

Modelo	Material	Fluxo	Adaptador
FA-O-8	Corpo em Alumínio	0 – 8 lpm	DISS OHIO / OHMEDA CHEMETRON
FA-O-15	Corpo em Alumínio	0 – 15 lpm	
FL-O-8	Corpo em Latão	0 – 8 lpm	
FL-O-15	Corpo em Latão	0 – 15 lpm	

Fluxômetros para Ar Medicinal

Modelo	Material	Fluxo	Adaptador
FA-A-8	Corpo em Alumínio	0 – 8 lpm	DISS OHIO / OHMEDA CHEMETRON
FA-A-15	Corpo em Alumínio	0 – 15 lpm	
FL-A-8	Corpo em Latão	0 – 8 lpm	
FL-A-15	Corpo em Latão	0 – 15 lpm	

Desvio:

- 0 – 6 lpm desvio de 0,5 lpm
- 6 – 15 lpm desvio de 1 lpm

Fluxo de descarga:

- 65 lpm (dependendo do fluxo fornecido).



Oxigênio
0 – 15 lpm



Ar Medicinal
0 – 15 lpm

Modelo Click

- Graduação de fluxo predeterminada;
- Não precisa de ajustes;
- Fácil operação. Basta selecionar o fluxo desejado;
- Disponível em 4, 8, 15, 25 lpm.



Oxigênio
0 – 25 lpm

Fluxômetros Click para Oxigênio

Utilização	Modelo	Fluxo Predeterminado (lpm)
Pediátrico	CFAO-4	0.03 – 0.06 – 0.12 – 0.25 – 0.5 – 0.75 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 3.0 – 4.0
Home Care	CFAO-8	0.5 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.5 – 3.0 – 4.0 – 5.0 – 6.0 – 7.0 – 8.0
Hospitalar	CFAO-15	0.5 – 1.0 – 2.0 – 3.0 – 4.0 – 5.0 – 6.0 – 8.0 – 10.0 – 12.0 – 15.0
Ambulâncias	CFAO-25	0.5 – 1.0 – 2.0 – 3.0 – 4.0 – 5.0 – 6.0 – 8.0 – 10.0 – 15.0 – 25.0

Fluxômetros Click para Ar Medicinal

Utilização	Modelo	Fluxo Predeterminado (lpm)
Pediátrico	CFAA-4	0.03 – 0.06 – 0.12 – 0.25 – 0.5 – 0.75 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 3.0 – 4.0
Home Care	CFAA-8	0.5 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.5 – 3.0 – 4.0 – 5.0 – 6.0 – 7.0 – 8.0
Hospitalar	CFAA-15	0.5 – 1.0 – 2.0 – 3.0 – 4.0 – 5.0 – 6.0 – 8.0 – 10.0 – 12.0 – 15.0
Ambulâncias	CFAA-25	0.5 – 1.0 – 2.0 – 3.0 – 4.0 – 5.0 – 6.0 – 8.0 – 10.0 – 15.0 – 25.0



Umidificador
Reutilizável



Oxigênio
0 – 15 lpm



Fluxômetro
Ar Medicinal